

# 移動式リフト「EL-610」を導入しました！

介護老人保健施設アイリスの入所では、利用者の移動をより安全かつ快適に行うために最新の移動式リフト「EL-610」を導入しました。このリフトは、操作が簡単でありながら高い耐久性を誇り、スタッフの負担の軽減や作業の効率化、利用者さんがより快適に過ごせるようになることが期待されています。

実際にリフトに乗ったご利用者さんは、笑顔でリフトに乗られ安心されているようでした。新しいリフトの導入により、さらに安心・安全な介護環境を提供してまいります。



## 【移動式リフト EL-610の特長】

- ・ 旋回サポート機能で、少ない力で省スペースで操作できる。
- ・ 昇降時のハンガー位置のずれが少なく、着座がしやすい。
- ・ フレーム高が低いため、低床ベッドでも使用できる。
- ・ ベース部分が電動で開閉するため、吊上げた状態でも操作しやすい。
- ・ キャスター走行性が高く、固定式リフトのような取り回しができる。
- ・ 方向転換や着座など、リフト介助の難しさを軽減している。
- ・ 介護者の負担を軽減する。
- ・ 多彩な吊り具に対応している。
- ・ 安全装置(緊急停止ボタン、非常降下スイッチ、挟み込み防止装置)が搭載されている。

### 移動式リフト EL-610

#### 開放フレーム

ご利用者の足元にあるフレームが本来の位置に戻りますから、昇り下りの際やシート・クッションタイプの手すりを持つ際にもご利用者が安心です。

#### 旋回サポート

ペダルを踏み込むとフレーム下部の回転機構が働き、昇り下りの際、乗降をスムーズに行います。乗降をスムーズに行います。

#### ハンガー位置ずれ低減

昇降時にハンガーの位置ずれが少なく、着座がスムーズに行います。着座がスムーズに行います。

#### バッテリー残量計

バッテリーの残量はコントロールパネルのディスプレイで確認できます。残量が少ない場合は、充電ステーションに接続して充電してください。

#### 小型軽量バッテリー

小型軽量バッテリーを採用しています。設置や移動の際の負担が軽減されます。

#### 昇降加速機能

昇降時に加速ボタンを押すと、昇降スピードがアップします。昇降スピードがアップします。

